

LabField

066580 Varme Mantel, Digital Temperaturkontroll



Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield Designet med europeiske teknikker, med avansert teknologi, stabil ytelse, ny struktur og godt bruksresultat, er dette utstyret mye brukt for oppvarming i laboratorier ved høyskoler, petrokjemiske industrier, medisin og miljøverninstitusjoner osv.

II: Produktoversikt



III: Produktintroduksjon



IV: Produktdata

Kapasitet	500ml
Funksjon	Oppvarming
Oppvarmingskraft	250W
Temperaturkontrollmodus	Digitalt display & Temperaturkontroll
Maks temperatur	Romtemperatur-300°C

V: Produktinformasjon

Egenskaper

- Kaldvalsing av arkstrek og spraying av eksteriør.
- Bruker et avansert digitalt temperaturkontrollsystem som kan nøyaktig kontrollere temperaturen på den oppvarmede væsken, lett å bruke, høy presisjon, temperaturvisning er intuitiv.
- Bruker høy kvalitets nikkel-krom oppvarmingsmotstandstråd forseglet i et høytemperaturisolasjonslag. Vevd til halv kule i oppvarmingssett, med egenskaper som stor oppvarmingsflate, rask oppvarming, jevn høy temperatur, ingen åpen flamme osv.

Bruksnotater

- På grunn av at overflaten på varmeisolasjonmaterialet er belagt med fett,
- skal det ved første bruk oppvarmes uten belastning. Under oppvarmingen kan det oppstå hvit røyk.
- Slå av strømmen etter oppvarming til røyken er borte, når temperaturen synker, kan den brukes normalt.
- Når instrumentet brukes, skal væsken først helles i beholderen, og deretter settes beholderen i instrumentet til bruk.

Arbeidsbetingelser

- Omgivelsestemperatur: 5~ 40°C;
- Omgivelseshumiditet: $\leq 90\%$;
- Spennings: 220V

VI: Feilanalyse

Fenomen	Årsak	Behandling
Ingen strøm	Dårlig kontakt mellom stikkontakt og plugg, kretsen er ikke lukket.	Juster stikkontakten og pluggen, juster kretsen
Ingen oppvarming	Oppvarmingsjakken er ødelagt	Bytt oppvarmingsjakke
Ingen temperaturkontroll	Kontrollpanelet er ødelagt	Bytt kontrollpanel

Leveringsliste

- Varme Mantel
- Stativ
- Temperaturprobe
- Strømadapter
- Bruksanvisning

