

**Utrustningen består av följande delar:**

- Akvarium av plast, mått 27x17x16 cm
- Lock med 3 hål och matchande pluggar

Ett paket med clips för att fästa locket.

Nödvändiga tillbehör:

Växter på begäran.

Rekommenderade tillbehör:

O₂ - sensor PS-2126,

CO₂ - sensor PS-2110.

Eventuellt andra sensorer som t.ex.

- Temperaturgivare, t.ex. PS-2125 eller trådgivare
- Ljussensor PS-2177
- Fuktsensor, t.ex. PS-2124

Koppla in ett antal USB-link PS-2100 motsvarande antalet sensorer, alternativt Xplorer GLX PS-2002 eller SPARK PS-2008.

Djur och växter på begäran.

Bruksanvisning:

Placering av växter i akvariet

Locket placeras ovanpå och fästs med clips.

Sensorerna placeras i hålen i locket och ansluts till gränssnittet.

Den önskade datainsamlingen utförs.

För ytterligare vägledning om insamling av experiment med Pasco-datainsamling, besök www.frederiksen.eu under inspiration, experiment och biologi.

Rätt till klagomål

Garantitiden är två år från fakturadatum. Garantin täcker material- och tillverkningsfel.

Garantin omfattar inte utrustning som har behandlats illa, underhållits dåligt eller monterats felaktigt, och utrustning som inte har reparerats i vår verkstad omfattas inte av garantin.

Retur av defekt utrustning för garantireparation sker på kundens bekostnad och risk och kan endast ske efter överenskommelse med Frederiksen. Om inte annat avtalats med Frederiksen måste fraktkostnaden betalas i förväg. Utrustningen måste packas på ett säkert sätt. Eventuella skador på utrustningen som orsakas av transporten täcks inte av garantin. Frederiksen betalar för återsändande av utrustningen efter garantireparationer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod, Danmark

Denna bruksanvisning får kopieras för internt bruk på den adress där enheten köptes. Bruksanvisningen kan också laddas ner från vår webbplats.